

WO 32366716

Medicīnas iekārtas tehniskās kontroles akts.

Iestāde: Kvalspils poliklinika
Iekārta: c111

Izgatavotājs: Roche Diagnostic, Šveice.

Iekārtas sērijas Nr: 61338

Pārbaude veikta atbilstoši rūpnīcas instrukcijām (Roche maintenance instructions RDK)

1. Iekārtas vispārējs novērtējums.

Iekārtas novietojums, tā atbilstība ekspluatācijas prasībām:

Atbilst

Iekārtas vizuālais stāvoklis: Teicama

2. Iekārtas funkcionālā pārbaude:

2.1 Ieslēdzot analizatoru, tas veic inicializācijas ciklu, kura laikā pārbauda visus mehānismus un sistēmas. Inicializācijas cikls veikts sekmīgi - un sistēma bez kļūdām pāriet gaidīšanas režīmā (Stand – By).

2.2 Veic analizatora funkcionālo pārbaudi.

Pārbaudei izmanto servisa programmu un ražotāja izstrādātu standarta šķīdumu (Check Sample Solution), ar kuras palīdzību pārbauda pilināšanas un dozēšanas precizitāti no dažādām parauga pozīcijām (1; 8). Iegūtajam šķīdumam mēra absorbciju.

Pārbaudes laikā iegūtie rezultāti:

Mērķa vērtība 1.29-1.43 (Abs) Variācijas koeficients (< 1,5%)

Rezultāts 1.33489 (Abs) 0.71312%

Pārbaudē izmantotie instrumenti un standartvielas.

1. Precizitātes pārbaudes šķīdums (Check Solution Sample rūpnīcas standarts).

Lot. Nr. 80060301

Derīgs līdz 2026-01-31

Pārbaudes veicēja atzinums par iekārtas stāvokli:

Iekārta atbilst rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem parametriem un ir darba kārtībā.

Pārbaudes veikšanas datums: 2025. gada 7 maijs

Nākošā iekārtas tehniskā pārbaude: 2026. gada maijs

Iekārtas pārbaudi veica SIA "Roche Latvija" Diagnostics medicīnas iekārtu inženieris:

 SIA "Roche Latvija"
Diagnostics
Miera iela 25, Rīga, LV-1001
PVN Nr. LV40003731032
Deutsche Bank AG, kods: DEUTDEFFVAC
Konts IBAN: DE62120700700010006260

Mārtiņš Augstkalns
Servisa inženieris

SIA "Roche Latvija"
Reģ. Nr: 40003731032
PVN Nr: LV40003731032

Diagnosticas struktūrvienība
Miera iela 25
Rīga, LV-1001
Latvija

Tālr.: +371 67809965
latvia.diagnostics@roche.com
www.roche.lv

c111	V4.2.3.1930	61338
admin		07.05.2025 12:42

Check Pipetting Accuracy:

Place sample '@CHK' on the instrument.
Created 16 CHECK test orders in sample
order '@CHK'.

Cuvette segment is moved to handling
position 1.

Insert first cuvette segment, then click OK.

Cuvette segment is moved to handling
position 2.

Insert second cuvette segment and close the
main cover, then click OK.

System changes to operating and runs CHECK
tests. Wait for completion.

of results = 16, Mean = 1.33489Abs

SD = 0.00951965, CV = 0.713142%

Diagnostic action completed.